

产 品 说 明 书

6 × DNA Loading Buffer (6 × DNA 上样缓冲液)

产品货号: D2041

产品规格: 5 × 1 mL

储存条件: 4°C 保存, 有效期见外包装

产品介绍

6 × DNA Loading Buffer 用于在琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶上装载 DNA Marker 和样品, 在电泳过程中显示溴酚蓝和专利蓝 VF 两种指示物, 这两种指示物的迁移方向与核酸相同, 是电泳过程的粗略指标。

使用方法

向 DNA 样品中加入 1/6 量的本产品, 使其工作浓度为 1×, 混匀后可直接用于琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶电泳。